

Link do produktu: <https://higienadent.com/bausch-arti-fol-kalka-artykulacyjna-bk28-20m-p-3049.html>



## Bausch Arti-Fol kalka artykulacyjna BK28 20m

Cena	<b>73,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Bausch</b>

### Opis produktu

**Bausch artykulacyjna kalka okluzyjna, 12 $\mu$ , precyzyjnie uwidacznia różnorodne siły zgryzowe. Kolor czerwony.**

Przy nacisku kalka odznacza punkty kontaktowe. Po ich zeszlifowaniu i ponownej kontroli nacisk jest większy, przez co punkty kontaktowe odznaczają się mocniej (w ciemniejszym kolorze). Po zlokalizowaniu nieprawidłowych punktów kontaktowych, należy zastosować cieńsze materiały kontrolne.

**Dostępne opakowanie:** kalka BK28, rolka 20m, kolor czerwony.