

Link do produktu: <https://higienadent.com/bausch-kalka-artykulacyjna-bk01-300-listkow-p-2322.html>



Bausch kalka artykulacyjna BK01 300 listków

Cena	74,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Bausch

Opis produktu

Bausch artykulacyjna kalka z progresywnym zabarwieniem 200 μ , jest jedyną kalką, która w ciągu kilku sekund precyzyjnie uwidacznia różnorodne siły zgrzyzowe.

Przy lekkim nacisku kalka odznacza się jasnymi punktami na przedwczesnych punktach kontaktowych. Po ich zeszlifowaniu i ponownej kontroli nacisk jest większy, przez co punkty kontaktowe odznaczają się mocniej (w ciemniejszym kolorze). Po zlokalizowaniu nieprawidłowych punktów kontaktowych, należy zastosować cieńsze materiały kontrolne.

Dostępne opakowanie: 300 listków kalki BK 01, kolor niebieski.