

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 03:50

Link do produktu: <https://higienadent.com/bausch-kalka-artykulacyjna-bk02-300-listkow-p-3042.html>

Bausch kalka artykulacyjna BK02 300 listków



| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 69,99 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | A |
| Producent | Bausch |

Opis produktu

Bausch artykulacyjna kalka z progresywnym zabarwieniem 200 μ , jest jedyną kalką, która w ciągu kilku sekund precyzyjnie uwidacznia różnorodne siły zgryzowe.

Przy lekkim nacisku kalka odznacza się jasnymi punktami na przedwczesnych punktach kontaktowych. Po ich zeszlifowaniu i ponownej kontroli nacisk jest większy, przez co punkty kontaktowe odznaczają się mocniej (w ciemniejszym kolorze). Po zlokalizowaniu nieprawidłowych punktów kontaktowych, należy zastosować cieńsze materiały kontrolne.

Dostępne opakowanie: 300 listków kalki BK 02, kolor czerwony.