

Link do produktu: <https://higienadent.com/bausch-kalka-artykulacyjna-bk63-p-2323.html>

## Bausch kalka artykulacyjna BK63

Cena	<b>38,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Bausch</b>

### Opis produktu

**Bausch kalka Arti-Check - super cienka i wytrzymała na zerwanie dwustronna kalka artykulacyjna 40 $\mu$ .** Niezwykle precyzyjnie odtwarza punkty kontaktowe dzięki niewielkiej grubości materiału. Pozwala to uniknąć powstawaniu wadliwych i rozmazanych punktów kontaktowych. Specjalna warstwa ciekłego barwnika stanowi wiele małych mikrokapsułek, które nasączone są barwnikiem. Już pod naciskiem niewielkich sił żucia mikrokapsułki pękają i barwnik osadza się wyraźnie na kontrolowanych powierzchniach. Możliwe jest kilkukrotne użycie, ponieważ barwnik się regeneruje. Kalka bardzo dobrze sprawdza się na wilgotnych i wypolerowanych powierzchniach z ceramiki, stopów metali lub kompozytów.

Sz szczególnie polecana jest do przedstawiania statycznej i dynamicznej okluzji w dwóch kolorach. W pierwszym etapie kontroluje się centryczne punkty kontaktowe (okluzja statyczna) kolorem czerwonym. Następnie sprawdza się punkty ekscentryczne (okluzja dynamiczna) kolorem niebieskim. Kolejność użycia kolorów podczas kontroli jest dowolna.

Dostępne opakowanie: 200 listków kalki BK63, kolor czerwono-niebieski.