
Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 03:21

Link do produktu: <https://higienadent.com/bausch-papier-artykulacyjny-bk03-50-listkow-p-3043.html>



Bausch papier artykulacyjny BK03 50 listków

Cena	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Bausch

Opis produktu

Bausch papier artykulacyjny. Kalka stomatologiczna w kształcie podkowy.

Niezwykle wytrzymała, doskonale odtwarza punkty kontaktowe. Kolor niebieski. Grubość 200μ.

Opakowanie: kalka niebieska, BK03, 50 listków.