

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 03:42

Link do produktu: <https://higienadent.com/bausch-papier-artykulacyjny-bk15-rolka-20m-p-3045.html>



Bausch papier artykulacyjny BK15 rolka 20m

Cena	60,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Bausch

Opis produktu

Bausch papier artykulacyjny, niebieski. Kalka stomatologiczna w rolce o długości 20m.

Niezwykle wytrzymała, doskonale odtwarza punkty kontaktowe, dwustronna. Kolor niebieski. Grubość 40µ.

Opakowanie: kalka niebieska, BK15, rolka 20m. Plastikowy pojemnik z nożykiem do łatwego odcinania kalki.