

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:52

Link do produktu: <https://higienadent.com/bausch-papier-artykulacyjny-bk31-rolka-20m-p-3050.html>



Bausch papier artykulacyjny BK31 rolka 20m

Cena	59,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Bausch

Opis produktu

Bausch Arti-Fol metallic, papier artykulacyjny, kalka w kolorze czerwonym. Rolka o długości 20m.

Niezwykle wytrzymała, odporna na rozerwanie, bardzo dobrze odtwarza punkty styczne, bardzo dobrze przenosi barwnik, zwłaszcza na porcelanie i polerowanych powierzchniach metali. Grubość 12 μ .

Opakowanie: kalka czerwona, BK31, rolka 20m. Plastikowy pojemnik z nożykiem do łatwego odcinania kalki.