

Link do produktu: <https://higienadent.com/bbraun-injekt-strzykawka-100szt-p-1235.html>

B.Braun Injekt strzykawka / 100szt.



Cena	17,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	4606027V
Producent	B.BRAUN

Opis produktu

Dwuczęściowa, jednorazowa strzykawka Injekt producenta B.Braun.

Wykonana z polipropylenu/polietylenu

- Zielony tłok
- Przezroczysty zbiornik
- Czarna podziałka objętości o podwyższonym kontraście
- Stałe oznaczenia
- Łatwy odczyt
- Zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem
- Bez silikonu
- Bez lateksu

Dostępne rozmiary:

- 2ml
- 5ml
- 10ml
- 20ml

Opakowanie: 100szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

strzykawka rozmiar: 2ml , 5ml , 10ml , 20ml