

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:46

Link do produktu: <https://higienadent.com/becht-kalka-artykulacyjna-i-form-80u-144-listki-p-296.html>



## Becht kalka artykulacyjna I-Form 80u / 144 listki

Cena	<b>17,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>0856</b>
Producent	<b>Becht</b>

### Opis produktu

**Becht kalka artykulacyjna I-Form, grubość papieru 80μ, niebiesko-czerwone paski, wymiary 20x105mm.** Cienkie, odporne na rozdarcie listki, głębokie kolory dla dobrego znakowania.

Opakowanie: 144 listki.