

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 03:37

Link do produktu: <https://higienadent.com/becht-paski-scierne-metalowe-12szt-p-1906.html>

Becht paski ścierne metalowe / 12szt.



Cena	21,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	9042.04
Producent	Becht

Opis produktu

Becht paski ścierne metalowe do opracowywania materiałów w przestrzeniach międzyzębowych (kompozytowych, ceramicznych, amalgamatowych), do usuwania nadmiaru wypełnienia. Dostępne są w różnych rozmiarach z możliwością ich przycięcia do pożądanej długości.

Dostępne rozmiary:

- szerokość - 4 mm (długość 135 mm, grubość 0,15 mm)
- szerokość - 6 mm (długość 135 mm, grubość 0,15 mm)
- szerokość - 8 mm (długość 135 mm, grubość 0,15 mm)

Opakowanie: 12szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 4mm , 6mm , 8mm