

Link do produktu: <https://higienadent.com/bezprzewodowy-irygator-do-zebow-shona-s200-pro-turkus-p-2396.html>



## Bezprzewodowy irygator do zębów Shona S200 PRO turkus

Cena	<b>299,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>23%000008</b>
Producent	<b>SHONA</b>

### Opis produktu

**Irygator Shona S200 PRO - to doskonały wybór dla każdego, kto chce poprawić swoją higienę jamy ustnej.** Dzięki potężnym możliwościom czyszczenia, regulowanemu ciśnieniu wody i łatwej w użyciu konstrukcji jest to świetna inwestycja w zdrowie zębów. Irygator Shona S200 PRO jest mały i lekki, dzięki czemu można go łatwo zabrać ze sobą gdziekolwiek będziesz. Niezależnie od tego, czy jesteś w podróży, czy po prostu potrzebujesz wyczyścić zęby w biegu - to urządzenie jest doskonałym rozwiązaniem.

#### Zalety irygatora Shona S200 PRO:

- 4 tryby pracy: normalny, delikatny, mocny, pulsujący
- 3 poziomy mocy w każdym trybie
- wysokie ciśnienie: od 4,13 do 8,96 BAR
- 4 końcówki w zestawie: standardowa, skrobaczka do języka, dysza ortodontyczna, dysza periodontyczna
- akumulator Li-Ion: 1000 mAh działający ponad 3 godzin na jednym naładowaniu (przy użyciu 1 minuta dziennie) - to około 30dni pracy bez ładowania urządzenia
- wodoszczelność: IPX7
- ergonomiczny kształt
- obrotowa dysza 360°
- proste napełnianie zbiornika
- zdejmowany zbiornik na wodę - ułatwiający czyszczenie
- kabel do ładowania z końcówką USB-C - możliwość ładowania z każdej ładowarki USB, komputera, laptopa, powerbanka
- zbiornik: 200 ml
- wbudowany pojemnik na 2 dysze
- cicha praca: ≤ 60 dB

Irygator Shona S200 to doskonałe narzędzie do osiągnięcia optymalnej higieny jamy ustnej. Urządzenie to zostało zaprojektowane tak, aby wykorzystywać ciśnienie wody do czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń z zębów i dziąseł, zapewniając głębsze czyszczenie niż tradycyjne szczotkowanie i nitkowanie.

Oto niektóre z kluczowych funkcji i zalet irygatora Shona S200:

#### ✓ Doskonałe czyszczenie:

Irygator Shona S200 wykorzystuje silny strumień wody do usuwania cząsteczek jedzenia i płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej, takich jak przestrzenie między zębami i wzdłuż linii dziąseł. Zapewnia to dokładniejsze czyszczenie niż tradycyjne szczotkowanie i nitkowanie zębów.

#### ✓ Regulowane ciśnienie wody:

Dzięki regulowanemu ciśnieniu wody irygator Shona S200 umożliwia dostosowanie czyszczenia do indywidualnych potrzeb. Możesz wybrać delikatny strumień do wrażliwych miejsc lub mocniejszy strumień do trudniejszych zadań czyszczących.

#### ✓ Łatwa obsługa:

Irygator Shona S200 jest łatwy w obsłudze i wyposażony w prosty, intuicyjny panel sterowania. Można ustawić ciśnienie wody, wybrać jedną z wielu końcówek i z łatwością przełączać tryby czyszczenia.

#### ✓ Poprawa zdrowia jamy ustnej:

Usuwanie płytki nazębnej i zanieczyszczeń z zębów i dziąseł, irygator Shona S200 może pomóc w poprawie ogólnego stanu zdrowia jamy ustnej. Może to prowadzić do jaśniejszego uśmiechu, świeższego oddechu oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia

---

chorób dziąseł i innych problemów stomatologicznych.

✓ Przenośny i wygodny:

Irygator Shona S200 jest mały i lekki, dzięki czemu można go łatwo zabrać ze sobą, gdziekolwiek jesteś. Niezależnie od tego, czy jesteś w podróży, czy po prostu potrzebujesz wyczyścić zęby w biegu, to urządzenie jest doskonałym rozwiązaniem.

Specyfikacja:

- Kod produktu: SH072656
- Model: S200 PRO
- Materiał: ABS
- Pojemność baterii: 1000mAh
- Czas pracy: Do 30 dni (przy użyciu 1 minuta dziennie)
- Czas ładowania: 2h
- Częstotliwość: 1400-1800
- Wejście: USB-C
- Wejście: 5V 1A
- Moc: 5W
- Odczepiany zbiornik wody
- Pojemność zbiornika wody: 200ml
- 4 Tryby pracy: Normalny, Delikatny, Mocny, Pulsujący.
- 3 Poziomy mocy w każdym trybie
- Ciśnienie wody: 60-130 PSI
- Waga produktu: 312g
- Certyfikat: IPX7
- Wymiary: 66x49x163mm

Zestaw zawiera: Irygator S200 PRO, 4 różne dysze, instrukcja obsługi, przewód USB-C, pokrowiec.