

Link do produktu: <https://higienadent.com/bioclear-diamond-wedges-elastyczne-kliny-miedzyzebowe-50szt-p-3242.html>



Bioclear Diamond Wedges elastyczne kliny międzyzębowe 50szt.

Cena	199,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Bioclear

Opis produktu

Bioclear Diamond Wedges kliny międzyzębowe, elastyczne i miękkie, łatwe w użyciu. Konstrukcja klinów w kształcie rombu z wycięciem nie stanowi obciążenia dla tkanek, ponieważ nie wymaga użycia siły przy ich zakładaniu (jak w przypadku klinów drewnianych). Wysoki stopień szczelności i dokładne przyleganie do zęba zapewniają elastyczne ramiona klina, które rozszerzają się i zwężają oraz nie cofają przy ich aplikacji.

Dostępne rozmiary:

- small - różowe,
- medium - pomarańczowe,
- large - żółte,
- extra large - niebieskie,
- deep caries - zielone.

Opakowanie: 50szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Deep Caries , Extra Large , Large , Medium , Small