

Link do produktu: <https://higienadent.com/bisco-theracal-pt-4g-krzemian-wapnia-do-leczenia-pulpotomii-p-3233.html>



## Bisco Theracal PT 4g krzemian wapnia do leczenia pulpotomii

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>289,99 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>A</b>         |
| Producent        | <b>Bisco</b>     |

### Opis produktu

**Bisco Theracal PT krzemian wapnia przeznaczony do leczenia pulpotomii.**

#### Właściwości:

- biokompatybilny,
- podwójnie utwardzany,
- modyfikowany żywicą,
- dwuskładnikowy krzemian wapnia,
- działa jako bariera i ochronnie na miazgę zęba,
- uwalnianie wapnia,
- przepuszczalny dla promieni RTG,
- łatwa aplikacja prosto ze strzykawki bez konieczności mieszania ręcznego,
- podwójnie utwardzany materiał,
- pH zasadowe po 7 dniach,
- odporny na wilgoć, niska rozpuszczalność materiału w wodzie,
- nadaje się jako podkład ochronny lub podstawa pod różnego rodzaju podłoża,
- czas pracy: Minimum 45 sekund w temp. 35°C,
- czas wiązania: Maksymalnie 5 minut w temp. 35°C.

**Opakowanie:** strzykawka 4g.