


Link do produktu: <https://higienadent.com/bisico-s1-suhy-masa-a-silikonowa-do-pierwszej-warstwy-2-x-300ml-skladnik-a-i-b-p-2725.html>



## Bisico S1 SuHy masa a-silikonowa do pierwszej warstwy - 2 x 300ml (składnik A i B)

Cena	<b>308,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Bisico</b>

### Opis produktu

**Bisico S1 SuHy - masa a-silikonowa do pierwszej warstwy o wyjątkowych właściwościach hydrofilnych. Doskonały materiał do wycisków dwuczasiowych jak i jednoczasowych w połączeniu z S4 SuHy.**

#### Właściwości:

- skurcz liniowy:
- czas mieszania: 45 sek.,
- plastyczność: 2:20 min - od początku mieszania,
- czas wiązania: 3:30 min - w jamie ustnej,
- twardość końcowa: 67 shore A,
- zapewnia precyzyjne odwzorowanie detali,
- wysoka odporność na odkształcenia.

#### Opakowanie:

- 2 x 300ml (składnik A i B)
- 2 łyżki do mieszania

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**dostępne warianty:** S1 , S1 SUHY