

Link do produktu: <https://higienadent.com/bisico-s4s4-light-korekcyjna-masa-wyciskowa-3x50ml-p-2726.html>



Bisico S4/S4 Light - korekcyjna masa wyciskowa 3x50ml

| | |
|------------------|------------------|
| Cena | 269,99 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | A |
| Producent | Bisico |

Opis produktu

Bisico S4 SUHY - korekcyjna masa wyciskowa na bazie a-silikonów do drugiej warstwy w wyciskach jedno- i dwuczaskowych.

Doskonała płynność, wyjątkowa stabilność na łyżce i w jamie ustnej powoduje, że pobranie wycisku jest proste i przewidywalne.

Właściwości:

- superhydrofilna,
- doskonała płynność podczas aplikacji,
- do wszystkich technik wyciskowych.

Opakowanie:

- 3x kartusz 50 ml,
- 18 końcówek mieszających,
- 10 końcówek wewnętrznych,
- instrukcja obsługi.

Bisico S4 - bardzo płynny materiał korekcyjny, wiążący addycyjnie. Bez właściwości tiksotropowych nadaje się szczególnie do identyfikacji miejsc ucisku w protezach oraz jako materiał korekcyjny w wyciskach czynnościowych. Można go również stosować jako korektor w wyciskach dwuwarstwowych/dwuczaskowych.

Opakowanie:

- 3x kartusz 50 ml,
- 18 końcówek mieszających,
- 10 końcówek wewnętrznych,
- instrukcja obsługi

Produkt posiada dodatkowe opcje:

dostępne warianty: S4 LIGHT , S4 SUHY