

Link do produktu: <https://higienadent.com/blona-stomatologiczna-rtg-primax-rdx-58e-soft-150szt-p-3341.html>

Błona stomatologiczna RTG Primax RDX-58E soft 150szt.



Cena	149,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Inny

Opis produktu

Błona stomatologiczna RTG Primax RDX-58E soft przeznaczona do badań wewnątrzustnych.

Wysoki kontrast, maksymalna gęstość. Klasa czułości ISO E. Droбноziarnista emulsja zapewniająca optymalną rozdzielczość obrazu. Łatwe i bezproblemowe użycie.

Rozmiar: 3cm x 4cm.

Opakowanie: 150szt.