

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-fillbest-chemoutwardzalny-cement-do-uzupelnien-proszek-15g-plyn-8g-p-2287.html>



## BMS Dental FILLBEST chemoutwardzalny cement do uzupełnień proszek 15g + płyn 8g

Cena	<b>147,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>#001404</b>
Producent	<b>BMS Dental</b>

### Opis produktu

**FILLBEST to chemoutwardzalny cement szkło-jonomerowy do wypełnień oraz uzupełnień z wysoką adhezją do tkanek zęba, który zawiera i uwalnia jony fluoru.**

Nadaje się do stosowania przy minimalnych technikach opracowywania ubytków. FILLBEST jest cementem szybkowiążącym o doskonałej przezierności i optymalnej estetyce. Zalecany również do stosowania w trudnych warunkach zabiegowych, takich jak wizyty pacjentów w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.

#### Wskazania:

- ubytki klasy V,
- ubytki klasy III,
- ubytki w odcinku bocznym zębów mlecznych,
- zagłębienia i bruzdy na powierzchniach żujących zębów trzonowych i przedtrzonowych.

#### Cechy oraz korzyści:

- wysoka wytrzymałość - długotrwała odbudowa,
- doskonała przezierność - znakomita estetyka,
- wysoka odporność na ścieranie i erozję - trwałość uzupełnień,
- konsystencja zbliżona do kompozytu - niezwykle łatwy w użyciu,
- przedłużony czas uwalniania fluoru - zapobieganie próchnicy wtórnej,
- uniwersalny odcień - doskonały efekt dopasowania koloru,
- szybki i bardzo łatwy w mieszaniu - skrócony i bezstresowy zabieg.

Opakowanie: proszek 15g, płyn 8g, miarka, bloczek do mieszania.