

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-lyzki-wyciskowe-ortodontyczne-poliweganowe-dla-dzieci-8szt-p-2275.html>



BMS Dental łyżki wyciskowe ortodontyczne poliwęglanowe dla dzieci 8szt.

Cena	50,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#001417
Producent	BMS Dental

Opis produktu

BMS Dental - łyżki wyciskowe ortodontyczne poliwęglanowe, dla dzieci, zestaw 8 sztuk (4 rozmiary górne i 4 rozmiary dolne).

Łyżki wyciskowe ortodontyczne BMS Dental to wysokiej jakości narzędzia wykonane z wytrzymałego poliwęglanu, zaprojektowane specjalnie do pobierania precyzyjnych wycisków w ortodoncji. Ich anatomiczny kształt oraz odpowiednia sztywność materiału zapewniają komfort pacjenta i dokładność odwzorowania.

Cechy produktu:

- Zestaw zawiera 8 sztuk łyżek w różnych rozmiarach
- Wykonane z trwałego, odpornego na odkształcenia poliwęglanu
- Możliwość sterylizacji w autoklawie (134°C).
- Ergonomiczny kształt - idealne dopasowanie do łuków zębowych
- Gładka powierzchnia - łatwe oddzielenie masy wyciskowej
- Produkt marki BMS Dental - uznanej w branży stomatologicznej

Zastosowanie:

Łyżki wyciskowe BMS Dental przeznaczone są do stosowania w gabinetach ortodontycznych i stomatologicznych - idealne do pobierania wycisków pod aparaty, retainery, nakładki oraz modele diagnostyczne.

Code		
8.04 U1	50	46
8.04 U2	56	51
8.04 U3	59	55
8.04 U4	63	59
8.04 L1	52	44
8.04 L2	58	49
8.04 L3	62	53
8.04 L4	66	56
8.04-8	set of 8 orthotrays	

Opakowanie: Bms Dental poliwęglanowe łyżki wyciskowe, zestaw 8szt.