



Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-lyzki-wyciskowe-poliweganowe-zestaw-24szt-p-1527.html>



Bms Dental łyżki wyciskowe poliwęglanowe zestaw 24szt.

Cena **299,00 zł**Dostępność **Dostępny**Numer katalogowy **#000734**Producent **BMS Dental**

Opis produktu

Zestaw 24 poliwęglanowych łyżek wyciskowych do bezzębia lub częściowego bezzębia:

| Code |  |  |
|---------|---|---|
| 8.03 U1 | 62 | 54 |
| 8.03 U2 | 63 | 58 |
| 8.03 U3 | 64 | 58 |
| 8.03 U4 | 66 | 60 |
| 8.03 U5 | 70 | 62 |
| 8.03 U6 | 75 | 63 |
| 8.03 U7 | 77 | 64 |
| 8.03 L1 | 57 | 49 |
| 8.03 L2 | 58 | 53 |
| 8.03 L3 | 60 | 54 |
| 8.03 L4 | 61 | 55 |
| 8.03 L5 | 61 | 56 |
| 8.03 L6 | 61 | 57 |
| 8.03 L7 | 62 | 57 |

| Code |  |  |
|----------|---|---|
| 8.03 L8 | 64 | 55 |
| 8.03 L9 | 64 | 59 |
| 8.03 L10 | 66 | 57 |
| 8.03 L11 | 65 | 60 |
| 8.03 L12 | 67 | 58 |
| 8.03 L13 | 70 | 59 |
| 8.03 U1P | 66 | 57 |
| 8.03 U2P | 65 | 60 |
| 8.03 LIC | 67 | 58 |
| 8.03 L2C | 70 | 59 |

- 13 dolnych łyżek do bezzębia
- 7 górnych łyżek do bezzębia
- 4 łyżki do częściowego bezzębia

Łyżki opracowane przez prof. J. Schreinmakers. Możliwość sterylizacji. Specjalnie zaprojektowany system do bardzo precyzyjnego pobierania wycisków do protez ruchomych. Anatomiczne nakładki są wyposażone w prążki za górnymi i dolnymi zębami trzonowymi, które wywierają odpowiedni nacisk na dziąsła; niezwykle ważny czynnik idealnego dopasowania protezy.

Charakterystyka techniczna:

Materiał poliwęglanowy wielokrotnego użytku, który można sterylizować w autoklawie parowym w temperaturze 140°C. Brak konieczności stosowania klejów dzięki obecności trzech mechanicznych elementów retencyjnych na powierzchni łyżki:

- Powierzchnia kropkowana
- Wypukłości stabilizujące
- Perforacje

Każdy element jest ręcznie wykańczany i indywidualnie sprawdzany.

Zalety:

Anatomiczny kształt łuku zębowego w połączeniu z grzbietami zatrzonowymi zapewnia doskonałe technicznie wyciski z 13 różnych rozmiarów szczęk. Co więcej, górne nakładki łukowe odtwarzają naturalne nierówności, przesuwając się delikatnie wokół przestrzeni za dziąsłami, nie podrażniając podniebienia. Superform może zapewnić dokładność anatomicznych uchwytów wycisków bez dodatkowych kosztów pojedynczej łyżki. Poliwęglan sprawia, że łyżki są lekkie i łatwe w obsłudze, ale również bardzo odporne na pękanie i odkształcenia. Cyrkiel pomiarowy służy do prawidłowego pomiaru przestrzeni między kącikami ust pacjenta lub w przypadku pacjentów częściowo bezzębnych, między rogami a istniejącą protezą. Zestaw Superform Tray System zawiera 24 elementy, które zostały statystycznie dobrane tak, aby obejmowały możliwie najszerszy zakres konfiguracji stomatologicznych pacjenta.

Zawartość opakowania: łyżki wyciskowe 24szt + cyrkiel pomiarowy 1szt.