

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-miekki-wosk-do-modelowania-zgryzow-i-podniebienia-450g-p-1517.html>



Bms Dental miękki wosk do modelowania zgryzów i podniebienia 450g

Cena	34,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#000702
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Bms Dental miękki wosk do modelowania zgryzów i podniebienia 450g.

Temperatura topnienia poniżej 61°C.

Kształt prostokątny o wymiarach: długość 187 mm / szerokość 88 mm.

Otwór: 1,5 mm.

Dostępny w formie wosku miękkiego i wosku twardego.

Opakowanie: 18 arkuszy ~ 450g