

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-noz-elektrochirurgiczny-elektrokoagulator-p-1669.html>

## Bms Dental nóż elektrochirurgiczny elektrokoagulator



Cena	<b>2 530,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>#000876</b>
Producent	<b>BMS Dental</b>

### Opis produktu

**Bms Dental Nóż elektrochirurgiczny z koagulatorem. Do zastosowania w stomatologii, medycynie, medycynie estetycznej, weterynarii.**

Cechy produktu:

- innowacyjne rozwiązanie w chirurgii wysokich częstotliwości,
- doskonałe cięcie chirurgiczne,
- maksymalne bezpieczeństwo dla pacjenta,
- doskonałe rezultaty pracy,
- precyzja, niezawodność działania,
- 3 programy pracy: cięcie, cięcie z koagulacją, koagulacja,
- potencjometr regulacji mocy,
- uruchamiany na dwa sposoby: włącznikiem na rękojeści, włącznikiem nożnym.

Dane techniczne:

- napięcie: 230V 50/60 Hz,
- zabezpieczenie: T 2x 1,6A – 250V,
- maksymalne zużycie: 120W,
- moc wyjściowa: przy 750 kHz przy 1500W : 50W ± 20%,
- wymiary produktu: 250x200x100 mm,
- waga: 4 kg.

Opakowanie zawiera :

- walizka z tworzywa sztucznego,
- nóż,
- 8 końcówek (elektrod): E10; E11; E12; E13; E15; E28; E33; E35;
- tacka (z możliwością sterylizacji w autoklawie 127°C).