

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-noz-elektrochirurgiczny-elektrokoagulator-p-1669.html>



# Bms Dental Nóż elektrochirurgiczny Elektrokoagulator

Cena **2 214,00 zł**

Cena poprzednia **2 399,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Producent **BMS Dental**

## Opis produktu

### **Bms Dental Nóż elektrochirurgiczny z koagulatorem.**

Do zastosowania w stomatologii, medycynie, medycynie estetycznej, weterynarii.

Cechy produktu:

- Innowacyjne rozwiązanie w chirurgii wysokich częstotliwości,
- Doskonałe cięcie chirurgiczne
- Maksymalne bezpieczeństwo dla pacjenta
- Doskonałe rezultaty pracy,
- Precyzja, niezawodność działania
- 3 programy pracy: cięcie, cięcie z koagulacją, koagulacja
- Potencjometr regulacji mocy
- Uruchamiany na dwa sposoby: włącznikiem na rękojeści, włącznikiem nożnym

Dane techniczne:

Napięcie: 230V 50/60 Hz

Zabezpieczenie: T 2x 1,6A - 250V

Maksymalne zużycie: 120W

Moc wyjściowa: przy 750 kHz przy 1500W : 50W ± 20%

Wymiary produktu: 250x200x100 h mm

Waga: 4 kg

Opakowanie zawiera :

walizka z tworzywa sztucznego,

nóż,

8 końcówek (elektrod): E10; E11; E12; E13; E15; E28; E33; E35;

tacka (z możliwością sterylizacji w autoklawie 127°C).

## PRODUCENT

