

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-profilaktyczna-pasta-do-zebow-prophyx-v-100g-p-2258.html>



## BMS Dental - profilaktyczna pasta do zębów Prophix V 100g

Cena	<b>38,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>#001372</b>
Producent	<b>BMS Dental</b>

### Opis produktu

**Prophyx V to profilaktyczna pasta do zębów, która dzięki różnorodnym wielkościom cząstek jest idealnym wyborem do profesjonalnego czyszczenia oraz polerowania zębów.** Podczas zabiegu, duże cząsteczki z powodzeniem oczyszczają zęby, a mniejsze dzięki swojej geometrii oraz miękkim ziarnom, nadają zębom efekt polerowania. Prophix V usuwa płytkę nazębną i przebarwienia oraz zapobiega powstawaniu osadu. Zalecane do użycia tylko przez wykwalifikowany personel medyczny w gabinetach stomatologicznych.


Główna charakterystyka:

- Cząsteczki o zmiennym kształcie łączą doskonale działanie czyszczące i polerujące w jednej paście.
- Pasta nie rozpryskuje się i nie wysycha.
- Zawiera 0,2% fluorku sodu, który wzmacnia szkliwo zębów.
- Bez parabenów, bezglutenowy, bez laktozy, wegański.
- Zoptymalizowana lepkość dla łatwej aplikacji.

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Prophyx V (mint)	
Colour	Blue
Starting RDA (grain)	220
ENding RDA (grain)	40

Prophyx V (bubble gum)	
Colour	Red
Starting RDA (grain)	220
ENding RDA (grain)	40



Dostępne smaki: mięta, guma balonowa

Opakowanie: 100g.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Smak:** guma balonowa , mięta