

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-proxem-ch-liner-podklad-do-pokrycia-miazgi-3ml-p-2276.html>

## BMS Dental ProXem CH Liner podkład do pokrycia miazgi 3ml

Cena	<b>99,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>#001408</b>
Producent	<b>BMS Dental</b>

### Opis produktu

**ProXem CH Liner to podkład do pośredniego przykrycia miazgi lub wyścielenia ubytków. Światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich podkład z wodorotlenkiem wapnia.**

Dzięki doskonałej wytrzymałości na ściskanie, tworzy odporną i stabilną warstwę wewnątrz opracowanego ubytku w którym będzie się znajdować ostateczna odbudowa zęba.

Wilgotność i wysoka temperatura w jamie ustnej skraca czas utwardzania. Nie stosować w kombinacji z materiałami zawierającymi eugenol.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów.

#### Mechanical and physical Properties

Compressive strength (Mpa)	Filler content on total weight	Curing time (Secs)	Working time with full operating light (min)
180	50%	40	> 1:00

Opakowanie: 3ml strzykawka, końcówki 6 szt. .