

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-proxem-rc-filling-material-do-uszczelniania-i-wypelniania-kanalow-korzeniowych-5ml-p-2277.html>



## BMS Dental ProXem RC Filling materiał do uszczelniania i wypełniania kanałów korzeniowych 5ml

Cena	<b>179,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>#001407</b>
Producent	<b>BMS Dental</b>

### Opis produktu

**ProXem RC Filling to płynny, podwójnie utwardzalny, permanentny materiał do uszczelniania i wypełniania kanałów korzeniowych na bazie metakrylanów.**

Właściwości hydrofilowe ProXem RC Filling pozwalają na bardzo dobrą penetrację i dopasowanie materiału do ścian kanałów korzeniowych, a ze względu na bardzo niski skurcz, uzyskujemy hermetyczne uszczelnienie wypełnionych kanałów korzeniowych. ProXem RC Filling wykazuje doskonałą nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich, co ułatwia badanie radiologiczne. W przypadku wypełnień tymczasowych, wypełnienie ProXem RC Filling można łatwo usunąć z kanału korzeniowego.

#### Cechy:

- bardzo niski skurcz
- łatwy do usunięcia w razie potrzeby
- silnie nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich
- doskonała biokompatybilność
- tryb podwójnego utwardzania
- łatwa obsługa (stosunek mieszania 4:1)

Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów.

Opakowanie: 5ml strzykawka, 5szt. kaniuli mieszających.