

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-proxem-temp-cb-material-do-tworzenia-tymczasowych-koron-mostow-wkladow-nakladow-licowek-50ml-p-2278.html>



BMS Dental ProXem Temp C&B materiał do tworzenia tymczasowych koron, mostów, wkładów, nakładów, licówek 50ml

Cena **340,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **#001405**

Producent **BMS Dental**

Opis produktu

ProXem Temp C&B jest materiałem do tworzenia tymczasowych koron, mostów, wkładów, nakładów oraz licówek.

ProXem Temp C&B to automatycznie mieszany dwuskładnikowy materiał w nabojach (stosunek 4:1) na bazie wielofunkcyjnych estrów metakrylowych. ProXem Temp C&B to bardzo łatwy i wygodny materiał do tworzenia krótko i długoterminowych uzupełnień tymczasowych takich jak korony, mosty, wkłady i nakłady koronowe typu Inlay/Onlay oraz licówki. Dzięki swojej wysokiej elastyczności materiał jest szczególnie odpowiedni dla wymagających dużej rozpiętości mostów tymczasowych. ProXem Temp C&B wykazuje fluorescencję jak naturalny ząb i nie zawiera metakrylanu metylu.

Cechy:

- wysoka odporność na pękanie
- nie zawiera metakrylanu metylu
- mały wzrost temperatury podczas wiązania (poniżej 40°C)
- wysoka estetyka dzięki naturalnej fluorescencji
- stabilność koloru
- łatwy do opracowania i polerowania
- łatwa obsługa i automatyczne mieszanie

Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów.

Opakowanie: 50ml, 10 kaniul mieszających.