

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:47

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-rekaw-foliowo-papierowy-do-sterylizacji-25x200-p-2282.html>



BMS Dental rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji 25x200

Cena	187,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	#001415
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji. Wykonany z jednostronnego medycznego papieru pakowego o wysokiej wytrzymałości, jednostronnie kolorowej folii z tworzywa sztucznego.

Ze zmieniającymi się chemicznymi wskaźnikami barwnymi do sterylizacji parą wodną lub gazem EO.

Opakowanie: rękaw 25cm x 200m.