

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-rekaw-foliowo-papierowy-do-sterylizacji-30x200-p-2283.html>



BMS Dental rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji 30x200

Cena **224,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **#001416**

Producent **BMS Dental**

Opis produktu

Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji. Wykonany z jednostronnego medycznego papieru pakowego o wysokiej wytrzymałości, jednostronnie kolorowej folii z tworzywa sztucznego. Ze zmieniającymi się chemicznymi wskaźnikami barwnymi do sterylizacji parą wodną lub gazem EO.

Opakowanie: rękaw 30cm x 200m.