

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:15

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-samoprzylepne-torebki-do-sterylizacji-14x25-200szt-p-2272.html>



BMS Dental samoprzylepne torebki do sterylizacji 14x25 200szt.

Cena	61,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	#001410
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Samoprzylepne torebki do sterylizacji BMS Dental.

Wykonane z jednostronnie medycznego papieru typu kraft o wysokiej wytrzymałości, z jednej strony kolorowej folii z tworzywa sztucznego. Ze zmieniającymi się chemicznymi wskaźnikami barwnymi do sterylizacji parą wodną lub gazem EO.

Rozmiar: 140mm x 250mm

Opakowanie: 200szt.