

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-samoprzylepne-torebki-do-sterylizacji-9x23-200szt-p-2273.html>



BMS Dental samoprzylepne torebki do sterylizacji 9x23 200szt.

Cena	37,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	#001409
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Samoprzylepne torebki do sterylizacji BMS Dental.

Wykonane z jednostronnie medycznego papieru typu kraft o wysokiej wytrzymałości, z jednej strony kolorowej folii z tworzywa sztucznego. Ze zmieniającymi się chemicznymi wskaźnikami barwnymi do sterylizacji parą wodną lub gazem EO.

Rozmiar: 90mm x 230mm

Opakowanie: 200szt.