

Link do produktu: <https://higienadent.com/material-wyciskowy-na-bazie-polisiloksanu-winyłu-bms-dental-silibest-900ml-p-1687.html>



Materiał wyciskowy na bazie polisiloksanu winylu Bms Dental Silibest 900ml

Cena	69,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	000889
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Bms Dental Silibest materiał wyciskowy na bazie polisiloksanu winylu. Służy do pobierania wycisków precyzyjnych w technice jednofazowej, jak również do usuwania warstwy bazowej w technice sandwich. Nie wydziela substancji toksycznych w trakcie i po katalizie.

Cechy:

- nie klei się,
- łatwość użycia i mieszania,
- wysoka wytrzymałość na ściskanie i elastyczność podczas regeneracji,
- połączenie doskonałego początkowego przepływu i końcowej sztywności gwarantuje doskonałe wyniki dla wszystkich wycisków.

Twardość Shore'a: 65.

Żółty kolor.

Opakowanie: 900ml, miarka