

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-silibox-zestaw-silibest-900ml-sililight-140ml-catalyst-gel-60ml-p-1685.html>



Bms Dental Silibox zestaw Silibest 900ml + Sililight 140ml + Catalyst Gel 60ml

Cena **120,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **#000888**

Producent **BMS Dental**

Opis produktu

Bms Dental Silibox zawiera:

- Silibest 900ml,
- Sililight 140ml,
- Catalyst Gel 60ml,
- miarka,
- instrukcja.

Bms Dental Silibest materiał wyciskowy na bazie polisiloksanu winylu. Służy do pobierania wycisków precyzyjnych w technice jednofazowej, jak również do usuwania warstwy bazowej w technice sandwich. Nie wydziela substancji toksycznych w trakcie i po katalizie.

Cechy:

- Nie klei się.
- Łatwość użycia i mieszania.
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie i elastyczność podczas regeneracji.
- Połączenie doskonałego początkowego przepływu i końcowej sztywności gwarantuje doskonałe wyniki dla wszystkich wycisków.

Twardość Shore'a: 65.

Żółty kolor.

Bms Dental Sililight utwardzacz kondensacyjny na bazie polisiloksanu silikonowego o lekkiej konsystencji, opracowany do jedno i dwuetapowej techniki wycisku.

Niska lepkość i doskonałe odwzorowanie detali.

Główne cechy:

- Łatwa obsługa i mieszanie
- Optymalna początkowa płynność ułatwiająca przepływ produktu w jamie ustnej
- Wysoka wytrzymałość
- Doskonałe odwzorowanie wszystkich szczegółów

Bms Dental Catalyst Gel - katalizator w żelu do silikonowych mas wyciskowych.