

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-temporary-filling-30g-tymczasowy-material-wypełnieniowy-p-3659.html>



BMS Dental Temporary Filling 30g - tymczasowy materiał wypełnieniowy

Cena	27,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000981
Producent	BMS Dental

Opis produktu

BMS Dental Temporary Filling - materiał do wypełnień tymczasowych.

BMS Dental Temporary Filling to wysokiej jakości cement przeznaczony do wykonywania wypełnień tymczasowych. Gotowy do użycia, nie zawiera eugenolu, dzięki czemu jest bezpieczny i dobrze tolerowany przez pacjentów.

Właściwości:

- Szybkie utwardzanie – materiał twardnieje w kontakcie ze śliną w ciągu 5–8 minut, zapewniając sprawną i komfortową aplikację.
- Odporność na żucie – tworzy trwałą, mechaniczną barierę chroniącą przed przenikaniem substancji i bakterii do ubytku.
- Łatwe stosowanie – gotowy do użycia, bez konieczności mieszania składników.
- Kolor - biały.
- Czas wiązania - 45minut.

Opakowanie: Bms Dental Temporary Filling słoiczek 30g.