

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-temporary-filling-40g-tymczasowy-material-wypełnieniowy-p-1512.html>



BMS Dental Temporary Filling 40g - tymczasowy materiał wypełnieniowy

Cena	27,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#000704
Producent	BMS Dental

Opis produktu

BMS Dental Temporary Filling tymczasowy materiał wypełnieniowy (widoczny na zdjęciach rtg), który szybko twardnieje pod wpływem śliny. Materiał jest idealnym rozwiązaniem w przypadkach, gdy konieczne jest szybkie zabezpieczenie otwartego ubytku przed dalszymi zabiegami stomatologicznymi lub w oczekiwaniu na trwałe wypełnienie. Dzięki swojej formule, Temporary Filling zapewnia skuteczną ochronę zęba przed bakteriami, wilgocią i temperaturą, minimalizując ryzyko bólu oraz dalszych uszkodzeń zęba. Materiał charakteryzuje się łatwością aplikacji oraz szybkim czasem wiązania, co umożliwia precyzyjne i bezproblemowe wypełnienie ubytku. Po nałożeniu, tymczasowe wypełnienie BMS Dental pozostaje stabilne, nie zmienia kształtu ani konsystencji, zapewniając długotrwałą ochronę do momentu wykonania stałego wypełnienia.

Skład chemiczny:

- tlenek cynku
- siarczan cynku
- lanolina
- siarczan wapnia półwodny

Opakowanie: 40g.