

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-twardy-wosk-do-modelowania-zgryzow-i-podniebienia-450g-p-1516.html>



## Bms Dental twardy wosk do modelowania zgryzów i podniebienia 450g

Cena	<b>34,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>#000703</b>
Producent	<b>BMS Dental</b>

### Opis produktu

#### **Bms Dental twardy wosk do modelowania zgryzów i podniebienia 450g.**

Temperatura topnienia - poniżej 61°C.

Kształt prostokątny o wymiarach: długość 187 mm / szerokość 88 mm

Otwór: 1,5 mm.

Dostępny w formacie wosku miękkiego i wosku twardego.

Opakowanie: 18 arkuszy ~ 450g