

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-uniwersalny-spray-do-konserwacji-lubrioil-olej-500ml-p-1651.html>



## Bms Dental uniwersalny spray do konserwacji LUBRIOIL olej 500ml

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>50,00 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>000764</b>      |
| Producent        | <b>BMS Dental</b>  |

### Opis produktu

**Bms Dental LUBRIOIL - uniwersalny spray do konserwacji wszystkich końcówek stomatologicznych (szybko i wolnoobrotowych) oraz silników pneumatycznych.**

Cechy produktu:

- wydajny
- zawiera środek przeciwrdzewny, który zapobiega mikrordzy na przyrządach
- wysoka przenikliwość pozwala na dokładne pokrycie powierzchni
- bezbarwny
- o zapachu mięty

Wskazania:

- Smarować przez 1-2 sekundy, następnie dokładnie wyczyścić nadmiar oleju
- Używać każdorazowo przed sterylizacją w autoklawie.

Ważne:

Opakowanie należy trzymać pionowo podczas użycia.  
Produkt pod ciśnieniem (70+Psi, 4,8atm przy temperaturze 20°C)

Skład: biały olej mineralny, zawiera śladowe ilości olejku miętowego.

Opakowanie: spray 500ml.