

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-universalny-spray-do-konserwacji-lubrioil-olej-500ml-p-1651.html>

Bms Dental uniwersalny spray do konserwacji LUBRIOIL olej 500ml

Cena	50,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#000764
Producent	BMS Dental

Opis produktu

BMS Dental Lubrioil - uniwersalny spray do konserwacji wszystkich końcówek stomatologicznych (szybko i wolnoobrotowych) oraz silników pneumatycznych. Lubrioil to specjalistyczny olej przeznaczony do konserwacji narzędzi stomatologicznych, szczególnie urządzeń precyzyjnych, takich jak mikrosilniki, turbin, końcówki czy inne akcesoria wymagające regularnej konserwacji w celu zapewnienia ich długotrwałej wydajności i sprawności. Produkt ten jest niezwykle istotny w codziennej pracy gabinetów stomatologicznych, gdzie dbałość o stan techniczny sprzętu ma kluczowe znaczenie dla jakości wykonywanych zabiegów.

Cechy produktu:

- wydajny
 - zawiera środek przeciwrzeczowy, który zapobiega mikrordzy na przyrządach
 - wysoka przenikliwość pozwala na dokładne pokrycie powierzchni
 - bezbarwny
 - o zapachu mięty
-
- Konserwacja narzędzi stomatologicznych – BMS Dental Lubrioil skutecznie smaruje i chroni wewnętrzne mechanizmy narzędzi, takich jak mikrosilniki czy turbin, co zapobiega ich nadmiernemu zużyciu i zapewnia ich długotrwałą wydajność. Regularne stosowanie oleju pozwala na utrzymanie urządzeń w doskonałym stanie technicznym, minimalizując ryzyko awarii.
 - Ochrona przed korozją – Olej skutecznie chroni narzędzia przed korozją, która może wystąpić w wyniku kontaktu z wodą, wilgocią oraz innymi czynnikami. Dzięki tej właściwości, narzędzia są mniej podatne na uszkodzenia, co wydłuża ich żywotność.
 - Poprawa pracy urządzeń – Smarowanie części ruchomych narzędzi pozwala na ich cichą i płynną pracę. BMS Dental Lubrioil zmniejsza tarcie wewnętrzne, co zapewnia większą precyzję oraz zmniejsza ryzyko przegrzewania się urządzeń, co mogłoby prowadzić do ich awarii.
 - Łatwość aplikacji – Produkt jest łatwy w użyciu, umożliwia szybkie i precyzyjne nałożenie oleju na odpowiednie części narzędzi. Wystarczy kilka chwil, by zapewnić urządzeniom odpowiednią konserwację.
 - Zgodność z normami – BMS Dental Lubrioil jest bezpieczny do stosowania w gabinetach stomatologicznych, zgodny z normami dotyczącymi materiałów używanych w stomatologii. Jego formuła nie powoduje uszkodzeń ani nie reaguje negatywnie z materiałami wykorzystywanymi w narzędziach stomatologicznych.
 - Zapobieganie awariom – Regularne stosowanie oleju konserwującego pomaga w zapobieganiu awariom sprzętu, co zmniejsza koszty napraw i zwiększa efektywność pracy w gabinecie.

Wskazania:

- Smarować przez 1-2 sekundy, następnie dokładnie wyczyścić nadmiar oleju
- Używać każdorazowo przed sterylizacją w autoklawie.

Ważne:

Opakowanie należy trzymać pionowo podczas użycia.
Produkt pod ciśnieniem (70+Psi, 4,8atm przy temperaturze 20°C)

Skład: biały olej mineralny, zawiera śladowe ilości olejku miętowego.

Opakowanie: spray 500ml.