

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-vinylbest-putty-2x300ml-silikonowa-masa-wyciskowa-p-3601.html>



Bms Dental Vinylbest Putty 2x300ml silikonowa masa wyciskowa


Cena	155,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000897
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Vinylbest Putty silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego (vinyl polysiloxane) o bardzo wysokiej lepkości, opracowana do technik wycisków jednoetapowych (putty/wash) oraz dwuetapowych, zapewniając najwyższą precyzję w odwzorowaniu detali.

Główne cechy:

- Łatwe mieszanie: Baza i katalizator są łatwe do ręcznego mieszania, co ułatwia przygotowanie materiału.
- Szybki czas wiązania: Pozwala na efektywne przeprowadzenie procedur wyciskowych.
- Wysoka hydrofilność: Doskonałe odwzorowanie detali nawet w wilgotnym środowisku.
- Wysoka odporność na rozdarcie: Trwałość i niezawodność wycisków.
- Doskonałe właściwości elastyczne: Umożliwia łatwe usunięcie wycisku bez ryzyka deformacji.
- Stała stabilność wymiarowa: Dokładność modeli przez długi czas.
- Nietoksyczność: Nie uwalnia toksycznych substancji podczas i po utwardzeniu, co czyni go bezpiecznym dla pacjentów.
- Nie klei się: Ułatwia manipulację i aplikację materiału.
- Czas pracy: 1:15
- Czas wiązania: 1:30



ISO 4823	Czas miesz.	Czas pracy*	Min. czas w ustach	Elastyczność podczas regeneracji	Odporność na ściskanie	Liniowa zmiana wymiaru w ciągu 24H	Reprodukcja detali	Twardość Shore A	Kolor
Type 0	30"	1'15"	1'30"	99,9%	1,9%	-0,02%	25µm	63	różowy

*Pomiar w temperaturze 23 +/- 2°C i wilgotności względnej 50 +/- 10%. Wyższa temperatura skraca czas pracy i wiązania, a niższa temperatura wydłuża czas pracy i wiązania.
Opakowanie: Vinylbest Putty 2x300ml (baza+katalizator), 2x łyżki mieszające.