

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-vinylbite-winylovo-polisiloksanowy-material-do-rejestracji-zgryzu-2x50ml-p-3188.html>



## Bms Dental Vinylbite winylovo-polisiloksanowy materiał do rejestracji zgryzu 2x50ml

Cena	<b>119,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000636</b>
Producent	<b>BMS Dental</b>

### Opis produktu

**Bms Dental Vinylbite materiał winylovo-polisiloksanowy o średniej konsystencji przeznaczony do rejestracji zgryzu.** Bardzo wysoka twardość końcowa przy krótkim czasie wiązania wewnątrzustnego. Brak uwalniania substancji toksycznych w trakcie i po utwardzaniu.


Główne cechy:

- Łatwe dozowanie (wkłady)
- Bardzo wysoka twardość Shore'a A (95)
- Wysoka hydrofilowość
- Tiksotropowy
- Wysoka odporność na rozdzieranie
- Doskonałe właściwości elastyczne
- Trwała stabilność wymiarowa
- Specjalna konsystencja do rejestracji zgryzu
- Nieklejący się

Instrukcja stosowania BMS Dental Vinylbite:



Nazwa produktu	Czas mieszania	Czas pracy *	Minimalny czas w ustach	Reprodukcja szczegółów	Twardość Shore'a A
Vinylbite	automatyczne mieszanie	45"	60"	5 μm	95



**Opakowanie:** 2x50ml + 12 końcówek mieszających