

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-vinylheavy-2x50ml-material-wyciskowy-winylowo-polisiloksanowy-p-3598.html>



Bms Dental Vinylheavy 2x50ml materiał wyciskowy winylowo-polisiloksanowy


Cena	105,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000895
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Vinylheavy materiał wyciskowy o dużej lepkości, winylowo-polisiloksanowy - oparty na silikonie addycyjnym (vinyl polysiloxane). Opracowany do technik wycisków jednoetapowych oraz dwuetapowych, zapewniając najwyższą precyzję w odwzorowaniu detali.

Główne cechy:

- Łatwe dozowanie: Wygodne kartusze ułatwiające aplikację)
- Wysoka hydrofilowość: Doskonałe odwzorowanie detali nawet w wilgotnym środowisku
- Tiksotropowy
- Wysoka odporność na rozdarcie: Trwałość i niezawodność wycisków
- Doskonałe właściwości sprężyste: Umożliwia łatwe usunięcie wycisku bez ryzyka deformacji.
- Trwała stabilność wymiarów: Dokładność modeli przez długi czas.
- Nieprzywierający
- Nietoksyczny: Materiał nie uwalnia substancji toksycznych podczas i po utwardzaniu, co czyni go bezpiecznym dla pacjentów.
- Czas pracy: 1:20
- Czas wiązania w jamie ustnej: 1:00



1

**Łatwe dozowanie
(wkłady)**

2

**Wysoka
hydrofilowość**

3

**Wysoka odporność na
rozdarcie**

ISO 4823	Czas mieszania	Czas pracy*	Min. czas w ustach	Elastyczność podczas regeneracji	Odporność na ściskanie	Liniowa zmiana wymiaru w ciągu 24H	Reprodukcja detali	Twardość Shore A	Kolor
Type 1	automatyczne mieszanie	1'20"	60"	99,9%	4,4%	-0,02%	5µm	40	zielony jasny

*Pomiar w temperaturze 23 +/- 2°C i wilgotności względnej 50 +/- 10%. Wyższa temperatura skraca czas pracy i wiązania, a niższa temperatura wydłuża czas pracy i wiązania.

Opakowanie: Vinylineavy 2x50ml, 12 końcówek mieszających.