

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-vinylmono-2x50ml-material-wyciskowy-winylowo-polisiloksanowy-p-3599.html>



## Bms Dental Vinylmono 2x50ml materiał wyciskowy winylowo-polisiloksanowy


Cena	<b>105,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000894</b>
Producent	<b>BMS Dental</b>

### Opis produktu

**Vinylmono materiał wyciskowy o średniej konsystencji, winylowo-polisiloksanowy - oparty na silikonie addycyjnym (vinyl polysiloxane), opracowany do techniki jednofazowej, zapewniając najwyższą precyzję w odwzorowaniu detali.**

#### Główne cechy:

- Idealna lepkość dla techniki jednofazowej: Umożliwia precyzyjne wyciski w jednym etapie.
- Łatwe dozowanie: Dostępny w kartuszach, co ułatwia aplikację.
- Wysoka hydrofilność: Zapewnia doskonałe odwzorowanie detali nawet w wilgotnym środowisku.
- Tiksotropowość: Materiał nie spływa z łyżki wyciskowej, co ułatwia aplikację.
- Wysoka odporność na rozdarcie: Trwałość i niezawodność wycisków.
- Doskonałe właściwości elastyczne: Łatwe usunięcie wycisku bez ryzyka deformacji.
- Stała stabilność wymiarowa: Dokładność modeli przez długi czas.
- Aromat mięty: Zapewnia komfort pacjentowi podczas zabiegu.
- Czas pracy: 2:00
- Czas wiązania w jamie ustnej: 1:30



**Idealna lepkość do techniki jednofazowej**



**Szybki czas wiązania w ustach**



**Smak miętowy**

ISO 4823	Czas mieszania	Czas pracy*	Minimalny czas w ustach	Elastyczność podczas regeneracji	Odporność na ściskanie	Liniowa zmiana wymiaru w ciągu 24H	Reprodukcja detali	Twardość Shore A	Kolor
Type 2	automatyczne mieszanie	2'	1'30"	99,9%	2,5%	-0,02%	5µm	60	fiolet

\*Pomiar w temperaturze 23 +/- 2°C i wilgotności względnej 50 +/- 10%. Wyższa temperatura skraca czas pracy i wiązania, a niższa temperatura wydłuża czas pracy i wiązania.

**Opakowanie:** Vinylmono 2x50ml, 6 końcówek mieszających.