

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-wskaznik-kontroli-sterylizacji-kl-6-250szt-p-2100.html>



Bms Dental wskaźnik kontroli sterylizacji kl. 6 250szt.

Cena	93,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#001101
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Wskaźniki chemiczne klasy 6 BMS DENTAL, zaprojektowane do przeprowadzania kontroli procesów sterylizacji w autoklawach wysokopróżniowych, jak również w autoklawach z grawitacyjnym usuwaniem powietrza, nadaje się do dowolnego cyklu sterylizacji parowej w standardowych temperaturach odniesienia 121°C/12min i 134°C/4min.

Integrator jest laminowany aby uniknąć przenoszenia atramentu na sterylizowane przedmioty. Oferuje taką samą niezawodność wskaźnika biologicznego za pomocą niektórych czynników, które zostały zatwierdzone przez sekwencyjne testy. Dzięki wzorowi, który zawiera dwa punkty, produkt dostarcza więcej informacji niż jakikolwiek inny prosty niesekwencyjny wskaźnik.

Zalety:

- początkowe kolory pokazują różne kalibracje, które się wyróżniają,
- test sterylizacji umożliwia kontrolę cykli sterylizacji w różnych temperaturach za pomocą jednego produktu,
- ostateczny czarny kolor nie zmienia się w przeciągu czasu i pod wpływem światła,
- opakowanie jest łatwe w obsłudze, nienaruszalne i ułatwia wyjmowanie pojedynczych jednostek.

Opakowanie: wskaźniki kontroli sterylizacji kl. 6, 250szt.