

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-zac-igly-do-karpuli-jednorazowe-igly-do-znieczulen-100szt-p-2712.html>



Bms Dental Zac igły do karpuli / jednorazowe igły do znieczuleń 100szt.

Cena	22,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001877
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Bms Dental Zac jednorazowe, sterylne igły do znieczuleń (sterylizowane promieniami gamma). Wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintowaną końcówką. Igły są dodatkowo powlekane silikonem co ułatwia bezbolesne wkłucie i nieurazową penetrację.

Igły do znieczuleń BMS Dental Zac to wysokiej jakości akcesoria stomatologiczne, zaprojektowane z myślą o precyzyjnym i komfortowym przeprowadzaniu zabiegów z zakresu znieczulenia miejscowego. Wykonane ze stali nierdzewnej, charakteryzują się wyjątkową ostrością, co zapewnia łatwe i szybkie wkłucie, minimalizując ból oraz dyskomfort pacjenta. Ich konstrukcja minimalizuje ryzyko uszkodzenia tkanek oraz zapewnia wygodę zarówno dla dentysty, jak i pacjenta. BMS Dental Zac dostępne są w różnych rozmiarach i długościach, co pozwala na ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb zabiegu i anatomii pacjenta. Igły BMS Dental Zac to niezawodny wybór dla stomatologów, którzy cenią sobie jakość, bezpieczeństwo i komfort pacjentów podczas przeprowadzania zabiegów znieczulających w gabinecie stomatologicznym.

Dostępne rozmiary:

- 0,3x12mm
- 0,3x16mm
- 0,3x21mm
- 0,3x25mm
- 0,4x25mm
- 0,4x30mm
- 0,4x35mm
- 0,4x38mm

Size	G & thread colour	Diam. (mm)	Length (mm)	Metric Code	Imperial Code
Extra- Short	30	0,30	8	9.030M-8	9.030I-8
Extra- Short	30	0,30	12	9.030M-12	9.030I-12
Extra- Short	30	0,30	16	9.030M-16	9.030I-16
Short	30	0,30	21	9.030M-21	9.030I-21
Short	30	0,30	25	9.030M-25	9.030I-25
Extra- Short	27	0,40	8	9.027M-8	9.027I-8
Extra- Short	27	0,40	12	9.027M-12	9.027I-12
Extra- Short	27	0,40	16	9.027M-16	9.027I-16
Short	27	0,40	21	9.027M-21	9.027I-21
Short	27	0,40	25	9.027M-25	9.027I-25
Short	27	0,40	30	9.027M-30	9.027I-30
Long	27	0,40	35	9.027M-35	9.027I-35
Long	27	0,40	38	9.027M-38	9.027I-38

Opakowanie: Bms Dental Zac 100szt w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

igły rozmiar: 0,3x12mm , 0,3x16mm , 0,3x21mm , 0,3x25mm , 0,4x25mm , 0,4x30mm , 0,4x35mm , 0,4x38mm