

Link do produktu: <https://higienadent.com/bms-dental-zgrzewarka-do-rekawow-do-sterylizatora-p-2279.html>



## BMS Dental zgrzewarka do rękawów do sterylizatora

Cena	<b>2 250,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>#KAT00336</b>
Producent	<b>BMS Dental</b>

### Opis produktu

#### **Elektroniczna zgrzewarka do rękawów do sterylizatora.**

Dzięki niewielkim gabarytom urządzenie z łatwością mieści się w szafkach sterylizatorni. Metalowa listwa blokująca utrzymuje rolkę nieruchomo, ułatwiając korzystanie z urządzenia i poprawiając jego wydajność. Może być używana z różnymi rozmiarami rolek.

Wymiary: 445 x 198 x 385 mm

Napięcie: 230 V

Częstotliwość: 50-60 Hz

Pobór mocy: 100 W

Waga: 7,4 kg

Zgrzewanie w stałej temperaturze: 12 mm