

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:45

Link do produktu: <https://higienadent.com/cattani-koncowki-do-ssaka-3szt-p-2849.html>

WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY
ZDJĘCIE PRODUKTU

Cattani końcówki do ssaka 3szt.

Cena	47,99 zł
------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	A
------------------	----------

Producent	Cattani
-----------	----------------

Opis produktu

Cattani końcówki do ssaka. Wielorazowe, z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 134°C. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, kolor szary.

Opakowanie: 3szt.