

Link do produktu: <https://higienadent.com/cement-do-osadzania-uzupelnien-protetycznych-3m-espe-ketac-cem-easymix-30g-12ml-p-2298.html>



Cement do osadzania uzupełnień protetycznych 3M ESPE Ketac Cem Easymix 30g + 12ml

Cena	350,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	8%000378
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

Ketac Cem Easymix cement szkło-jonomerowy do osadzania prac protetycznych w wersji do ręcznego mieszania.

Właściwości:

- **Cement szkło-jonomerowy** do osadzania prac protetycznych w wersji do ręcznego mieszania
- Pewność efektu dzięki potwierdzonemu długoterminowemu powodzeniu klinicznemu
- Wysoki poziom biokompatybilności
- Prosty, przyjazny dla użytkownika materiał do cementowania

Wskazania:

- osadzanie metalowych, metalowo/porcelanowych lub licowanych kompozytem wkładów, nakładów, koron i mostów
- osadzanie wkładów, nakładów, koron i mostów wykonanych z materiałów kompozytowych lub porcelany pod warunkiem, że wymienione materiały nadają się do tradycyjnego cementowania
- osadzanie ćwieków i śrub pod warunkiem, że nadają się do do tradycyjnego cementowania
- cementowanie pierścieni ortodontycznych
- podkłady

Opakowanie: 30g proszek, 12ml płyn