

Link do produktu: <https://higienadent.com/cement-do-osadzania-uzupelnien-protetycznych-relyx-luting-cement-16g9ml-p-2175.html>



Cement do osadzania uzupełnień protetycznych RelyX Luting Cement 16g+9ml

Cena	635,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	001080
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

RelyX Luting Cement to cement szkło-jonomerowy modyfikowany żywicą, stosowany do rutynowego cementowania koron, mostów, wkładów i nakładów metalowych lub z porcelany napalanej na metal oraz koron o zębnie z tlenku glinu lub tlenku cyrkonu.

Właściwości:

- cieniuje na RTG
- odporność na złamania
- minimalna rozpuszczalność
- kremowa konsystencja ułatwia aplikację
- bezproblemowe usuwanie nadmiaru materiału

Opakowanie: proszek 16g, płyn 9ml