

Link do produktu: <https://higienadent.com/cement-glasjonomerowy-3m-espe-ketac-fil-plus-zestaw-startowy-a3-p-1731.html>



Cement glasionomerowy 3M ESPE Ketac Fil Plus zestaw startowy A3

Cena	251,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	55291
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Ketac Fill Plus glasionomerowy zestaw startowy do wypełnień, materiał do ręcznego mieszania.

Cechy:

- widoczny na zdjęciach RTG,
- wysokie uwalnianie fluoru dzięki czemu występuje mniejsze ryzyko wystąpienia próchnicy wtórnej,
- rozszerzalność termiczna zbliżona do tkanek zęba.

Wskazania:

- wypełnienia ubytków (klasa I, III, V, zęby mleczne),
- wypełnienia ubytków (klinowych, przyszyjnych, zagłębień, bruzd),
- wypełnienia przed preparacją pod korony.

Dostępny kolor: A3

Zestaw zawiera: proszek 10g (A3), płyn 8,3ml, conditioner 10ml, akcesoria.