

Link do produktu: <https://higienadent.com/cement-glasjonomerowy-bms-dental-cembest-35g20ml-p-1665.html>



Cement glasjonomerowy Bms Dental CEMBEST (35g+20ml)

Cena	145,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#KAT00150
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Bms Dental CEMBEST cement glasjonomerowy do osadzania uzupełnień na podbudowie z metalu.

Wskazania: korony, mosty, wkłady, nakłady, na bazie metalu.

Charakterystyka i zalety:

- dobre właściwości mieszania: łatwiejsze mieszanie (mieszanie ręczne) dające bardziej kremową konsystencję jako podkładu,
- dobra akceptacja miazgi i tkanek,
- doskonała adhezja: przylega do zębiny i szkliva bez użycia chemicznych podkładów wiążących,
- mała grubość warstwy,
- nieprzepuszczalny dla promieni RTG,
- uwalnianie fluoru: kontrolowane uwalnianie jonów fluorkowych - co z kolei zmniejsza liczbę szkodliwych mikroorganizmów i zmniejsza ubytki,
- całkowicie odporny na ślinę (nie ma potrzeby stosowania koferdamów),
- wydłużony czas pracy, który przy jednoczesnym zachowaniu szybkiego ustawienia pozwala pielęgniarce/dentyście mieć więcej czasu na użycie cementu i przygotowanie korony/mostu wymagającego w razie potrzeby cementowania,
- wysoki poziom przezierności.

Czas pracy (łącznie z mieszaniem): 3 min

Czas wiązania (łącznie z pracą): 7,3 min

Zestaw zawiera:

- 5g proszek
- płyn 20 ml,
- miarka,
- bloczek do mieszania