

Link do produktu: <https://higienadent.com/cement-glasjonomerowy-do-wypełnien-huge-gic-filling-15g-12g-p-1931.html>



Cement glasjonomerowy do wypełnień Huge GIC Filling / 15g + 12g

Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13485:2016
Producent	Huge Dental

Opis produktu

Huge GIC Filling cement glasjonomerowy do wypełnień.

Zastosowanie:

- Wypełnienia ubytków klasy II, V
- wypełnienie ubytków ograniczonej klasy I
- Wypełnienia zębów mlecznych
- Jako podbudowa pod kompozyty i amalgamaty
- Do odbudowy zrębu

Czas mieszania: 45- 60 sek.

Czas pracy: 120 sek.

Czas wiązania: 120-150 sek.

Kolory: A2, A3.

Opakowanie: 15g proszek, 12g płyn, miarka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A2 , A3